





Spécimen prélèvement	de	Pour quelles analyses ?	Code molis ?	Sur quel prélèvement ?	Sur quel bon ?	Stockage
						Automate
 Ecouvillons sur milieu liquide bouchon Orange (ech : ECF)		Recherche bactériologique	PU	Prélèvement urétral	Bon jaune recto Encart GENITAL	Réserve de tubes
						Culture
 Ecouvillons sur milieu liquide bouchon Rose		Recherche bactériologique/ mycologique standard	Selon prélèvement	Plaies/pus	Bon jaune recto Encart PRELEVEMENTS DIVERS PVT superficiel ou profond	Réserve de tubes
				PV	Bon jaune recto Encart GENITAL	
				BMR	Bon jaune verso Encart DEPISTAGE	
		Culture pour recherche strepto A	STRA	Gorge 	Bon jaune recto Encart PRELEVEMENTS DIVERS PVT superficiel, gorge	



Spécimen prélèvement	de	Pour quelles analyses ?	Code molis ?	Sur quel prélèvement ?	Sur quel bon ?	Stockage
 Ecouvillons double bouchon rouge sur éponge (ech : ECR)		BMR : - Carbapénémase -Entérocoques résistant à la Vancomycine. Recherche en cas d'épidémie, patients contacts.	MCARBA MVAVB (prélèvement adapté si culture)	Ecouvillonnage rectal	Bon jaune verso Encart EPIDEMIE OU CONTROLE DE PORTAGE Voir avec l'EOH pour savoir si culture/biologie moléculaire	Automate Réserve tubes GeneXpert/ culture
		Recherche Strepto B	MSTB	Ecouvillonnage vaginal	Bon jaune verso Encart BIOLOGIE MOLECULAIRE	Réserve tubes GeneXpert/ culture
 Tube bouchon mauve + écouv fin. (Solution rose). (ech :RBM)		Panel respiratoire Recherche couteuse, après accord du biologiste.	MRESPI	Naso-pharyngé 	Bon jaune verso Bon saumon verso Encart BIOLOGIE MOLECULAIRE Colonne Sphère respiratoire	Réserve 3 FilmArray
		Recherche Covid-19	MXCOV2 MCOV2		Bon jaune verso Encart BIOLOGIE MOLECULAIRE Colonne Sphère respiratoire	Réserve 3 GeneXpert/ NeumoDX



Spécimen prélèvement	de	Pour quelles analyses ?	Code molis ?	Sur quel prélèvement ?	Sur quel bon ?	Stockage
 Tube bouchon mauve + écouv fin. (Solution rose). (ech : RBM)		Herpes	MHSV	Cutanéo-muqueux, vésicules	Bon jaune verso Bon saumon verso Encart BIOLOGIE MOLECULAIRE Colonne peau/muqueuse	Automate Réserve 3 Illumipro Méridian
		Grippe/VRS	MGRIP	Fosses nasales 	Bon jaune verso Bon saumon verso Encart BIOLOGIE MOLECULAIRE Colonne Sphère respiratoire	Réserve 3 GeneXpert
 Tube bouchon rouge + écouv. Normal (solution rose) (ech : ROM)		Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae	CHLAA	Anus	Bon jaune verso Bon saumon verso Encart BIOLOGIE MOLECULAIRE Colonne Sphère uro-génitale	Réserve 3 NeumoDX
			CHLAGE	Génital, endocol/ Prélèvement urétral		
			CHLAGO	Gorge		
 Tube beige (chimie)			CHLAUR	1 ^{er} jet urinaire		Réserve tubes NeumoDX



Spécimen prélèvement	de	Pour quelles analyses ?	Code molis ?	Sur quel prélèvement ?	Sur quel bon ?	Stockage
						Automate
 FecalSwab (ech : VBM) +  Pot stérile		Coproculture Recherche de C.difficile	MCOP MCLO		Bon jaune recto Encart DIGESTIF Bon jaune verso Bon saumon verso Encart BIOLOGIE MOLECULAIRE Colonne sphère digestive	Réserves tubes Biologie moléculaire +/- Culture
		Recherche diverses sur le selles (virus, bactéries, sang...)	VIRSEL RSS HELI	Selles	Bon jaune verso Encart TESTS RAPIDES	Réserve tubes Test rapide
 Pot stérile		Parasitologie des selles	MEPS		Bon jaune recto Encart DIGESTIF Bon saumon verso Encart BIOLOGIE MOLECULAIRE Colonne sphère digestive	Réserve tubes Biologie moléculaire



Spécimen prélèvement	de	Pour quelles analyses ?	Code molis ?	Sur quel prélèvement ?	Sur quel bon ?	Stockage
 Flacon rouge stérile		Panel méningo- encéphalite Recherche couteuse, sous accord du biologiste.	MMENIN	LCR	Bon jaune verso Bon saumon verso Encart BIOLOGIE MOLECULAIRE Colonne sphère méningée	Automate Réserve tubes FilmArray
		Recherche bactériologique du LCR	LCR		Bon jaune recto Encart LIQUIDE/ EPANCHEMENT	
		Recherche bactériologique des liquides comptables A ASSOCIER AVEC 1 TUBE EDTA 	LASC, LP, LART, LPE	Liquides pleuraux, articulaires, ascites et liquides péricardiques	Bon jaune recto Encart LIQUIDE/ EPANCHEMENT	Réserve tubes Culture
		Recherche bactériologique autre	Codes selon prélèvement	Liquides, pus profonds, matériel, biopsies, prélèvements pulmonaires, etc.	Bon jaune recto Encart PRELEVEMENT DIVERS ou MATERIEL	



Spécimen prélèvement	de	Pour quelles analyses ?	Code molis ?	Sur quel prélèvement ?	Sur quel bon ?	Stockage
		Flacons d'hémoculture Recherche bactériémie ou fongémie ou infection de DIV (dispositif intra- vasculaire)	HC HCEN (endocardite) HCPE	Sang total	Bon jaune recto Encart HEMOCULTURES	Automate Réserve tubes Bactec
		ECBU	ECBU	Urines boratées Urines fraîches	Bon jaune recto Encart URINES	Réserve tubes Culture
		Compte d'Addis	ADDI	La totalité des urines émises pendant 3 heures	Bon jaune verso <i>A saisir à la main</i>	Réserve tubes
		Antigènes urinaires	AGPU AGLU	Echantillons d'urine	Bon jaune verso Encart TESTS RAPIDES	Réserve tubes Test rapide



Spécimen prélèvement	de	Pour quelles analyses ?	Code molis ?	Sur quel prélèvement ?	Sur quel bon ?	Stockage
		Recherche mycobactéries	BK	Urines, LCR, prélèvement broncho- pulmonaire, liquides de ponction, etc.	Bon jaune recto <i>Selon site de prélèvement</i>	Automate Réserve tubes Culture