



ANNEXE 3 PRECONISATION DE PRELEVEMENT RECHERCHE DE CRYOGLOBULINES

Les prélèvements s'effectuent du **lundi au vendredi de 8h à 15h.**

Le service prévient le secrétariat du laboratoire au minimum **1 heure** avant le prélèvement. **RDV** possible à l'avance

Le patient doit être à jeun depuis 12 heures.

Venir chercher au labo 2 tubes secs préchauffés

L'acheminement depuis et vers le laboratoire doit être effectué au moyen d'un dispositif permettant de maintenir la **température à 37 °C** (récipient thermos), qui sera récupéré au laboratoire avant d'effectuer le prélèvement.

Le temps d'acheminement est ainsi défini : entre le moment où le dispositif quitte le laboratoire et le moment où il revient, le temps ne doit pas dépasser **1 heure.**



Dans le cas où le délai d'acheminement n'est pas respecté, le prélèvement est rejeté